

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ (URO, ENT, SURG)

Многоразовая щетка для чистки – проволочная оболочка с металлическим наконечником



• Для очистки инструментального и аспирационного канала



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Описание	Совместимость с эндоскопами
BW-7B	026447	1	1,0 – 1,5 мм	для аспирационного/ инструментального канала	Холедохоскопы: CHF-CB30L, -CB30S

Многоразовые щетки для чистки – спиральная оболочка со сферическим наконечником



• Для очистки инструментального и аспирационного канала



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Описание	Совместимость с эндоскопами
BW-15SH	026439	1	1,0 – 1,5 мм	для аспирационного/ инструментального канала	Холедохоскопы: CHF-CB30L, -CB30S

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Новая серия одноразовых щеток для очистки каналов

Эффективное очищение

Серия одноразовых щеток для очистки каналов новой конструкции содержит широкий ассортимент двухсторонних щеток, комбинированных щеток и щеток для очистки входных отверстий каналов. Щетки совместимы с эндоскопами с диаметром рабочих каналов от 2,0 мм до 4,2 мм. Щетинки повышенной жесткости и толщины обеспечивают оптимальное качество контакта с внутренней поверхностью канала эндоскопа. Гибкая и сопротивляющаяся перекручиванию пластиковая оболочка позволяет повысить эффективность обработки.

В новую серию одноразовых щеток для очистки каналов входят также сверхтонкие щетки с металлической спиральной оболочкой и металлическим сферическим наконечником для рабочих каналов размером от 1,0 мм до 1,5 мм.



ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Одноразовые щетки для очистки каналов – двухсторонние щетки



- Двухсторонняя щетка (две щетки для чистки канала в одной оболочке)
- Щетинки повышенной жесткости и толщины обеспечивают повышенную эффективность чистки
- Высокая сопротивляемость перекручиванию и хорошая проходимость при проталкивании благодаря новой гибкой оболочке
- Пластиковый наконечник на дистальном конце для защиты канала эндоскопа



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
BW-421B	N3640920	50	2,0 – 3,2 мм	для бронхоскопов, холедохоскопов, назофарингоскопов, цистоскопов, риноларингоскопов и гистероскопов Olympus	ЛОР/SURG/URO
BW-422T	N3641020	50	2,0 – 4,2 мм	для всех желудочно-кишечных эндоскопов Olympus с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм	

Одноразовые щетки для очистки каналов – комбинированные щетки



- Комбинированная щетка (щетка для чистки канала и щетка для устья канала в одной оболочке)
- Щетинки повышенной жесткости и толщины обеспечивают повышенную эффективность чистки
- Высокая сопротивляемость перекручиванию и хорошая проходимость при проталкивании благодаря новой гибкой оболочке
- Пластиковый наконечник на дистальном конце для защиты канала эндоскопа



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
BW-411B	N3640720	50	2,0 – 3,2 мм	часть с щеткой для очистки канала: для бронхоскопов, холедохоскопов, назофарингоскопов, цистоскопов, риноларингоскопов и гистероскопов Olympus часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов Olympus с диаметром инструментального канала 1,2 – 6,0 мм	ЛОР/SURG/URO
BW-412T	N3640820	50	2,0 – 4,2 мм	часть с щеткой для очистки канала: для всех желудочно-кишечных эндоскопов Olympus с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов Olympus с диаметром инструментального канала 1,2 – 6,0 мм	

Одноразовые щетки для очистки каналов – проволочная оболочка с металлическим сферическим наконечником



- Совместима с рабочими каналами от 1,0 мм до 1,5 мм
- Односторонняя щетка (тонкая)

2

Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
BW-400B	N3636320	10	1,0 – 1,5 мм	для видеоскопа BF, CHF, ENF, CYF, LF, HYF	SURG
BW-400L	N3636420	10	1,0 – 1,5 мм	для баллонного аспирационного канала ультразвукового эндоскопа, для воздушного канала видеоскопа EVIS/фиброскопа OES серии 40 кроме длины L	EUS
BW-400V	N3636520	10	1,0 – 1,5 мм	для инструментального канала CHF-B260, -BP30, для воздушного канала видеоскопа EVIS / фиброскопа OES 40	SURG

Одноразовая щетка для очистки входных отверстий каналов



- Щетка для очистки входных отверстий каналов

2

Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MAJ-1339	N3641120	50	1,2 – 6,0 мм	для всех эндоскопов Olympus	 EUS/URO SURG/ЛОП

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Многоразовые щетки для очистки каналов – металлическая спиральная оболочка со сферическим наконечником



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
BW-9Y	026442	1	2,8 мм	Энтероскоп: SIF-100, -Q140	Энтероскопия
BW-15SH	026439	1	1,0 – 1,5 мм	Бронхоскопы: BF-3C40, -XP40, -XP60, -3C160, -XP160F Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40 Холедохоскопы: CHF-CB30L, -CB30S, -XP20 Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-DP, -GP, -2	SURG
BW-15B	026799	1	2,0 – 3,2 мм	Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 190, 200, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F Плевроскопы: LTF-160 Ультразвуковые ректальные зонды: RU-75M-R1, -12M-R1 Холедохоскопы: CHF-P20, -T20, -P20Q для инструментального канала цистоскопов: CYF-5, -5A, -V, -VA, CYF-V2, -VA2, -VH Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-T, -TP Риноларингоскопы: ENF-VT, -T3, -VT2	EUS/ЛОП URO/SURG
BW-17K	026437	1	5,5 – 6,0 мм	Гастроскопы: GIF-XT30, -XTQ160 Дуоденоскопы: TJF-M20	
BW-18V	026438	1	1,7 мм	Холедохоскопы: CHF-B20	SURG
BW-20T	026425	1	2,0 – 4,2 мм	Все гастро-, колоно-, сигмоидо- и дуоденоскопы: OES 20, 30, 40, серия E, EVIS 100, 130, 140, 145, 160, 165, 180, 190, 200, 230, 240, 260, V-класс Все ультразвуковые эндоскопы за исключением: MH-908, BF-UM40, -UC160F	EUS

Многоразовые щетки для очистки каналов – металлическая оболочка с наконечником



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
BW-7B	026447	1	1,0 – 1,5 мм	Бронхоскопы: BF-3C10, -6C10, -3C20, -3C30, -3C40, -XP40, -XP60, -3C160 Ультразвуковой бронхоскоп: BF-UM40, BF-UC180F Холедохоскопы: CHF-CB30L, -CB30S, -XP20, -T20 Уретроскоп: URF-P3, URF-P5, -V Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-DP, -GP, -2	SURG
BW-7L	026466	10	1,0 – 1,5 мм	все ультразвуковые эндоскопы GF/JF/CF кроме серии UM-3	EUS
BW-7V	026440	1	1,0 – 1,5 мм	Холедохоскопы: CHF-VP30, все ультразвуковые гастро-, колоно- и дуоденоскопы кроме серии UM-3	SURG

Многоразовая проволока для чистки



Обозначение	Артикул	Количество	Совместимость с эндоскопами	Область применения
BW-16C	028657	10	Глухой зонд МН-908 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F	EUS

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Многоразовая щетка для очистки входных отверстий каналов



Обозначение	Артикул	Количество	Ø инструментального канала	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MH-507	026441	1	все диаметры	<p>все гастро-, колоно-, сигмоидо- и дуоденоскопы: OES 20, 30, 40, серия E, EVIS 100, 130, 140, 145, 160, 165, 180, 190, 200, 230, 240, 260, V-класс</p> <p>Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, E, E2, EVIS 160, 180, 190, 200, 240, 260</p> <p>все ультразвуковые эндоскопы, глухой зонд MH-908</p> <p>Ультразвуковые ректальные зонды: RU-12M, -75M-R</p> <p>Плевроскоп: LTF-160</p> <p>Цистоскопы: CYF-5, -5A, -V, -VA, CYF-V2, -VA2, -VH</p> <p>Холедохоскопы: CHF-CB30L, -CB30S, -BP30</p> <p>Уретроскоп: URF-P3, URF-P5, -V</p> <p>Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP</p> <p>Риноларингоскопы: ENF-VT, -T3, -VT2</p>	<p>EUS/URO SURG/ЛОП</p>

Водозащитные колпачки



MD-252

MH-553

MB-156

MAJ-942

Код изделия	Обозначение	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MD-252	027757	1	влагозащитный колпачок	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: EVIS 100, 130, 200, 230, V-класс Ультразвуковые эндоскопы: обязательны для разъемов подключения к ультразвуковой системе инструментов GF-UM20, -UM130, -UMQ130, -UMD140P, JF-UM20, CF-UM20, глухой зонд MH-908
MH-553	027799	1	влагозащитный колпачок	Гастро-, колоно-, дуодено-, бронхоскопы: EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 Ультразвуковые эндоскопы: разъемы видеокабелей GF-UM130, -UMQ130, -UMD140P, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UCT140-DO5, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8, -UE160-AL5
MB-156	027706	1	вентиляционный колпачок для продувки этиленоксидом	Фиброскопы
MAJ-942	028022	1	влагозащитный колпачок	Колоноскопы: CF-Q160DI/L

Водозащитные колпачки



MAJ-583



MAJ-1214



MAJ-670



MAJ-952



MAJ-1195



MAJ-896



MAJ-1057



MH-244



MAJ-1174

Код изделия	Обозначение	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MAJ-583	027249	1	влагозащитный колпачок	Колоноскопы: CF-Q160ZI/L
MAJ-1214	E0482000	1	автоклавируемый влагозащитный колпачок	Бронхоскопы: BF-Q180-AC Плевроскопы: LTF-160
MAJ-670	024253	1	влагозащитный колпачок	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC30P
MAJ-952	N1002500	1	влагозащитный заглушка	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM160, BF-UM40
MAJ-1195	N1057500	1	влагозащитный колпачок	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC160-AT8, -UCT160-AT8
MAJ-896	028612	1	влагозащитный колпачок	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5
MAJ-1057	N1007200	1	влагозащитный колпачок	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC160P-OL5, -UCT160-OL5, BF-UC160F-OL8
MH-244	028665	1	влагозащитный колпачок	UM-2R, -3R, -S20-20R, -S30-25R, -S30-20R, -BS20-26R, -G20-29R, RU-75M-R1, -12M-R1
MAJ-1174	N1027600	1	влагозащитный колпачок	UM-DP12-25R, -DP20-25R, -DG20-31R

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Адаптеры для очистки



MB-107



MD-253



MH-948



MB-19



MH-856



MH-946



MH-944



MAJ-222

Код изделия	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MB-107	027703	1	адаптер для очистки воздушного/ жидкостного канала	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, EVIS 100, 130, 200, 230
MD-253	027756	1	всеканальный ирригатор CW-3	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, EVIS 100, 130, 200, 230
MH-948	027801	1	адаптер для очистки воздушного/ жидкостного канала	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260
MB-19	027707	1	промывочный адаптер для биопсийного канала	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, EVIS 100, 130, 200, 230 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UM30P, -UC30P, -UM130, -UMQ130, JF-UM20, CF-UM20
MH-856	027800	1	промывочный адаптер для аспирационного канала	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UM160, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT140-DO5, -UMD140P, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8
MH-946	027802	1	всеканальный ирригатор должен быть использован вместе с MH-944 или MAJ-621	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UM160, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT140-DO5, -UMD140P, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8
MH-944	027803	1	канальная заглушка должна быть использована вместе с MH-946	Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260
MAJ-222	028962	1	адаптер для аспирационной очистки	Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 200, 240, 260 Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UM40, -UC180F Плевроскопы: LTF-160 Риноларингоскопы: ENF-VT, -VT2

Адаптеры для очистки



MAJ-855



MH-437



MB-1



MH-974



MAJ-420



MB-109

Код изделия	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MAJ-855	028608	1	дополнительная трубка для воды	Гастроскопы: GIF-2T160, -XTQ160, -1TQ160 Колоноскопы: CF-Q145I/L, -Q160I/L/S, -Q160AI/L, -Q165I/L, -Q180AI/L, -H180AI/L, PCF-Q180AI/L
MH-437	027776	1	дополнительная трубка для воды	Гастроскопы: GIF-XT30
MB-1	027709	1	трубка для подачи дополнительной воды	Гастроскопы: GIF-1T10, -1T20, -1T30, -1T100, -1T130
MH-974	027804	1	трубка для промывания	Гастроскопы: GIF-1T140 Колоноскопы: CF-1T140I/L Дуоденоскопы: JF-140R, -1T40, TJF-145, -160R, -160VR, PJF-160 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UM160, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT140-DO5, -UMD140P, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8
MAJ-420	028594	1	соединительная трубка двойного биопсийного порта	Гастроскопы: GIF-2T160, колоноскопы: CF-2T160I/L
MB-109	027705	1	трубка для очистки тросика подъемника	Дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, EVIS 100, 130, 200, 230 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UC30P, JF-UM20

ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Адаптеры для очистки



MAJ-350



MAJ-621



MAJ-629



MD-743



CW-4



MH-527



CW-5

Код изделия	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MAJ-350	028644	1	адаптер для очистки порта инструментального канала	Холедохоскопы: CHF-BP30 Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT140-DO5, -UMD140P, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8
MAJ-621	028532	1	заглушка канала	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UM160, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT140-DO5, -UMD140P, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8
MAJ-629	028533	1	адаптер для очистки воздушного/жидкостного канала	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UM160, -UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UCT140-DO5, -UMD140P, -UC160P-AT8, -UCT160-AT8
MD-743	027781	1	адаптер для очистки воздушного/жидкостного канала	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UM130, -UMQ130, -UC30P, JF-UM20, CF-UM20, глухой зонд MH-908
CW-4	027780	1	всеканальный ирригатор	Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UM130, UMQ130, -UC30P, JF-UM20, CF-UM20
MH-527	028656	1	адаптер для очистки жидкостного канала	Глухой зонд MH-908
CW-5	028658	1	всеканальный ирригатор	Глухой зонд MH-908

Проверка утечек вручную



MB-155



MU-1

Обозначение	Артикул	Количество	Описание	Совместимость с эндоскопами
MB-155	027700	1	пробник для проверки утечек воды	все эндоскопы OES и EVIS
MU-1	025249	1	блок для технического обслуживания	все эндоскопы OES и EVIS